

Wb, Ihc-P 및 Elisa용 항Serinc1 토끼 다클론 항체 - Q9Nrx5

품목 번호: CM0021605

소개

인간 SERINC1(세린 인코포레이터 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 포스파티딜세린 및 스핑고지질 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERINC1 토끼 pAb
비고/별칭	TDE2; TMS2; TDEIL; TMS-2; SERINC1
종	인간
유전자ID (인간)	57515
유전자ID	57515
면역원	합성 펩타이드 인간 SERINC1 (NP_065806.1)의 아미노산 350-453 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NRX5
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스 팩