


Anti-Serine Racemase Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Gzt4

품목 번호: CM0003854



소개

Anti-Serine racemase 토끼 단일클론 항체, 인간에 반응성, WB 및 ELISA 응용에 적합. Serine racemase는 L-세린을 D-세린으로 전환하며, 이는 NMDA 수용체의 공동 작용제로 신경학 및 정신분열증 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Serine racemase Rabbit mAb
별칭	ILV1, ISO1, Serine racemase
종	인간
GeneID (Human)	63826
면역원	인간 Serine racemase (NP_068766.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9GZT4
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩