

## Anti-Serine Racemase (Srr) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Gzt4

품목 번호: CM0025463



### 소개

인간 세린 라세미스(SRR)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 분자량: 37kDa. D-세린 합성 및 NMDA 수용체 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명            | SRR Rabbit pAb                                            |
| 비고/별칭          | ILV1; ISO1; SRR                                           |
| 종              | 인간                                                        |
| GeneID (Human) | 63826                                                     |
| GeneID         | 63826                                                     |
| 면역원            | 아미노산 1-340에 해당하는 서열을 포함하는 인간 SRR 재조합 융합 단백질 (NP_068766.1) |
| 원천             | 토끼                                                        |
| 범주             | 폴리클로날 항체                                                  |
| 적용             | WB, ELISA                                                 |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                               |
| SWISS          | Q9GZT4                                                    |
| 단백질 무게         | 37kDa                                                     |
| 배송             | 아이스백                                                      |