

Wb, Ihc-P, Elisa용 항세로토닌 수송체 다클론 항체 - Q60857

품목 번호: CM0030214

소개

본 토끼 다클론 항체는 마우스 세로토닌 수송체(SERT/Slc6a4)의 N-말단 영역을 표적으로 합니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 세로토닌 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	세로토닌 수송체 토끼 pAb
비고/별칭	Htt; Sert; 5-HTT
종	마우스
유전자ID (인간)	6532
유전자ID	15567
면역원	재조합 단백질 (마우스 세로토닌 수송체 아미노산 1-85에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_034614.2))
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q60857
단백질 분자량	70 kDa
배송 방식	아이스 팩