

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Serpina10 토끼 다클로날 항체 - Q9Uk55

품목 번호: CM0026829



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-SERPINA10 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 쥐 및 랫트 SERPINA10(단백질 Z 의존성 프로테아제 억제제)을 인식하며, 응고 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERPINA10 Rabbit pAb
비고/별칭	PZ1; ZPI; SERPINA10
종	Human (인간)
GeneID (human)	51156
GeneID	51156
면역원	제조합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 쥐, 랫트)
SWISS	Q9UK55
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백