

## Wb, Elisa용 항-Serpina12 다클론 항체 - Q8Iw75

품목 번호: CM0030720



### 소개

인간 SERPINA12(바스핀)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 인슐린 작용 및 지방 조직 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | SERPINA12 토끼 pAb                                                          |
| 비고/별칭   | OL-64; SERPINA12                                                          |
| 종       | 인간                                                                        |
| 유전자ID   | 145264                                                                    |
| 면역원     | 재조합 단백질 인간 SERPINA12 (NP_776249.1)의 아미노산 20-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 |
| 공급원     | 토끼                                                                        |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                                    |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                                 |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스                                                                   |
| SWISS   | Q8Iw75                                                                    |
| 단백질 분자량 | 47kDa                                                                     |
| 배송      | 아이스 팩                                                                     |