

Wb, Elisa용 항Serpina6 토끼 다클론 항체 - P08185

품목 번호: CM0028376



소개

인간 SERPINA6(코르티코스테로이드 결합 글로불린/트랜스코르틴)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 글루코코르티코이드 수송 및 스테로이드 호르몬 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SERPINA6 토끼 pAb
비고/별칭	CBG; SERPINA6
종	인간
유전자 ID (인간)	866
유전자 ID	866
면역원	재조합 단백질; 인간 SERPINA6 (NP_001747.2)의 아미노산 136-405번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08185
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩