

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Serpina9 폴리클론 항체 - Q86Wd7

품목 번호: CM0020747

소개

인간 SERPINA9 (Serpina A9)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 생식 중심 B-세포 생물학 및 세르핀 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERPINA9 토끼 pAb
비고/별칭	GCET1; SERPINA11; SERPINA11b; SERPINA9
종	인간
GeneID (인간)	327657
GeneID	327657
면역원	인간 SERPINA9 (NP_783866.2)의 아미노산 110-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86WD7
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백