

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Serpinb1 토끼 다클론 항체 - P30740

품목 번호: CM0029909



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 백혈구 엘라스타제 억제제(leukocyte elastase inhibitor)를 검출하기 위한 Anti-SERPINB1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응하며 선천 면역 및 프로테아제 억제 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERPINB1 토끼 pAb
비고/별칭	EI; LEI; PI2; MNEI; PI-2; HEL57; M/NEI; ELANH2; HEL-S-27; SERPINB1
종	인간
GeneID (인간)	1992
GeneID	1992
면역원	인간 SERPINB1의 아미노산 100-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_109591.1)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P30740
단백질 무게	43kDa
배송	아이스팩