

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Serpinb13 다클론 항체 - Q9Uiv8

품목 번호: CM0017244

소개

SERPINB13(Hurpin/Headpin)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 예측 분자량은 44 kDa입니다. 피부 생물학 및 각질형성세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERPINB13 토끼 pAb
비고/별칭	HUR7; PI13; headpin; HSHUR7SEQ; SERPINB13
종	인간
GeneID (인간)	5275
GeneID	5275
면역원	인간 SERPINB13(NP_036529.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UIV8
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백