

웨스턴 블롯(Wb) 및 Elisa용 Anti-Serpinb2/Pai-2 Rabbit Polyclonal Antibody - P05120

품목 번호: CM0020520



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA를 위한 인간 SERPINB2(PAI-2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 이 시약은 유로키나제형 플라스미노겐 활성화제 억제, 세르핀 기능 및 관련 IVD 응용 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERPINB2 Rabbit pAb
비고/별칭	PAI; PAI2; PAI-2; PLANH2; HsT1201; SERPINB2
종	인간
유전자 ID (인간)	5055
유전자 ID	5055
면역원	재조합 단백질 인간 SERPINB2 (NP_002566.1)의 아미노산 1-415에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P05120
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백