

Anti-Serpinb6 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - P35237

품목 번호: CM0029239

소개

SERPINB6 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세린 프로테아제 억제, 청력 손실, 세포질 단백질 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SERPINB6 Rabbit pAb
비고/별칭	CAP; PI6; PTI; PI-6; SPI3; DFNB91; MSTP057; SERPINB6
종	인간
GeneID (인간)	5269
GeneID	5269
면역원	제조합 단백질 인간 SERPINB6 (NP_004559.4)의 아미노산 180-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35237
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백