

Anti-Serpinc1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P01008

품목 번호: CM0003863



소개

인간 SERPINC1 (Antithrombin-III)에 특이적인 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western Blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 응고 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERPINC1 Rabbit mAb
비고/별칭	AT3, AT3D, ATIII, THPH7, ATIII-R2, ATIII-T1, ATIII-T2, SERPINC1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	462
유전자 ID	462
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 SERPINC1 (P01008)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P01008
단백질 분자량(Protein Weight)	58kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)