


Wb, Elisa용 Anti-Serpine2 폴리클로날 항체 - P07093

품목 번호: CM0016119



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 갖는 SERPINE2(Glia-derived nexin/Protease nexin 1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. Swiss P07093.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERPINE2 Rabbit pAb
비고/별칭	GDN; PI7; PNI; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
종	사람(Human)
GeneID (사람)	5270
GeneID	5270
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P07093
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백