


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 항-Serpine2 토끼 다클론 항체 - P07093

품목 번호: CM0027906



소개

인간 SERPINE2(신경교 유래 넥신, PN-1)을 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 세린 프로테아제 억제 및 신경발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SERPINE2 토끼 pAb
비고/별칭	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
종	인간
유전자ID (인간)	5270
유전자ID	5270
면역원	인간 SERPINE2 (NP_006207.1)의 아미노산 20-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P07093
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백