

Wb 및 Elisa용 Serpinf2 항토끼 다클론 항체 - P08697

품목 번호: CM0013045

소개

SERPINF2(알파-2-안티플라스민)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 섬유소용해 및 세르핀 연구에 적합합니다. - P08697

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERPINF2 토끼 pAb
비고/별칭	AAP, API, PLI, A2AP, alpha2AP, ALPHA-2-PI, SERPINF2
종	인간
유전자 ID(인간)	5345
면역원	인간 SERPINF2(NP_001159392.1)의 아미노산 302-491에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P08697
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩