


## Wb 및 Elisa용 Anti-Serping1 토끼 단일클론 항체 - P05155

품목 번호: CM0002798



### 소개

사람 SERPING1(혈장 프로테아제 C1 억제제)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 보체 경로 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명         | SERPING1 Rabbit mAb                                    |
| 비고/별칭       | CIIN; C1NH; HAEI; HAE2; CIINH; SERPING1                |
| 종           | 사람 (Human)                                             |
| 유전자 ID (사람) | 710                                                    |
| 유전자 ID      | 710                                                    |
| 면역원         | 사람 SERPING1 (P05155)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                            |
| 카테고리        | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                        |
| 응용          | WB, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)                         |
| SWISS       | P05155                                                 |
| 단백질 분자량     | 55kDa                                                  |
| 배송          | 아이스백                                                   |