


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Serping1 토끼 다클론 항체 - P05155

품목 번호: CM0019930



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 SERPING1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 SERPING1과 교차 반응합니다. 보체 경로, 응고 및 키닌 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SERPING1 토끼 pAb
비고/별칭	CIIN; CINH; HAE1; HAE2; CIINH; SERPING1
종	인간
유전자ID (인간)	710
유전자ID	710
면역원	인간 SERPING1 (NP_001027466.1)의 아미노산 201-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05155
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백