


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Serp1g1 토끼 다클론 항체 - P05155

품목 번호: CM0016494



소개

인간 SERPING1(C1 억제제)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 보체 경로, 혈액 응고 및 키닌 시스템 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERPING1 토끼 pAb
비고/별칭	CIIN, C1NH, HAE1, HAE2, CIINH, SERPING1
종	인간
GeneID	710
면역원	인간 SERPING1(NP_000053.2)의 23-500번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P05155
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩