

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Serpini1 토끼 다클론 항체 - Q99574

품목 번호: CM0013327



소개

인간 SERPINI1/뉴로세르핀을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 뇌 조직에서 시냅스 가소성, 신경퇴행 및 프로테아제 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SERPINI1 토끼 pAb
비고/별칭	PII2; HNS-S1; HNS-S2; 뉴로세르핀; SERPINI1
종	인간
GeneID (인간)	5274
GeneID	5274
면역원	인간 SERPINI1(NP_005016.1)의 아미노산 181-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q99574
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩