

Wb, If-P, Elisa용 항-Serpini2 토끼 다클론 항체 - O75830

품목 번호: CM0013626

소개

SERPINI2 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯, 면역형광(IF-P) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 SERPINI2를 검출하며 마우스와 래트와 교차 반응성을 보여 프로테아제 저해제 및 췌장 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SERPINI2 토끼 pAb
비고/별칭	MEPI; PI14; PANCYPIN; TSA2004; SERPINI2
종	인간
GeneID (인간)	5276
GeneID	5276
면역원	인간 SERPINI2 (NP_006208.1)의 아미노산 56-405에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O75830
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스 팩