


Ser/Thr-Pp2A 활성화제(Ptpa) 폴리클론 항체(Wb, If/Icc, Elisa용) - Q15257

품목 번호: CM0022584



소개

인간 PTPA/PPP2R4에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. PP2A 조절, 세포자멸사 및 신경퇴행성 질환 기전을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ser/thr-PP2A 활성화제(PTPA) 토끼 pAb
비고/별칭	PP2A; PR53; PPP2R4; Ser/thr-PP2A 활성화제(PTPA)
종	인간
GeneID(인간)	5524
GeneID	5524
면역원	제조합 단백질 인간 Ser/thr-PP2A 활성화제(PTPA)의 아미노산 1-323에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_821067.1)
출처	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15257
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩