


Wb, Elisa용 항-Sesn2 토끼 다클론 항체 - P58004

품목 번호: CM0016378



소개

인간 SESN2(Sestrin-2/HI95)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응하며 mTOR 신호전달 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SESN2 토끼 pAb
비고/별칭	HI95; SES2; SEST2; SESN2
종	인간
유전자 ID (인간)	83667
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P58004
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백