

Wb, Elisa용 항-Sesn3 다클론 항체 - P58005

품목 번호: CM0025170

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 다클론 항-SESN3 항체. 류신 센서이자 산화 스트레스 보호 단백질인 인간 SESN3(57kDa)을 검출합니다. 대사 및 스트레스 연구에 이상적입니다. - P58005

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	SESN3 토끼 pAb
비고/별칭	SEST3; SESN3
종	인간
유전자 ID (인간)	143686
면역원	인간 SESN3 (NP_653266.2)의 아미노산 1-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P58005
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스백