

Anti-Sestrin 1 (Pa26/Sest1) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Y6P5

품목 번호: CM0002237

소개

인체 sestrin 1 (PA26/SEST1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 검증 완료. 마우스와 교차 반응함. TORC1 신호 전달, 산화 스트레스 및 대사 조절 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	sestrin 1 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	PA26; SEST1; sestrin 1
종	인체 (Human)
유전자 ID	27244
면역원	합성 펩타이드 인체 sestrin 1(Q9Y6P5)의 아미노산 100-200 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스
SWISS	Q9Y6P5
단백질 무게	57kDa
배송	아이스팩