

Anti-Sestrin 2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P58004

품목 번호: CM0007304



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit monoclonal Sestrin 2 항체로, 인간, 마우스, 랫드 SESN2와 교차 반응합니다. 이 스트레스 유도성 대사 조절자는 mTORC1을 조절하는 류신 센서로, 산화 스트레스 및 영양 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Sestrin 2 Rabbit mAb
비고/별칭	HI95; SES2; SEST2; Sestrin 2
종	인간
GeneID (인간)	83667
면역원	인간 Sestrin 2 (NP_113647.1)의 아미노산 300-400을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P58004
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백