


Wb, Elisa용 Anti-Set1A 다클론 항체 - O15047

품목 번호: CM0022164



소개

인간 SET1A(O15047)를 표적으로 하며 WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 염색질 리모델링 및 히스톤 메틸화 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

핵심 매개변수	세부 사항
제품명	SET1A 토끼 pAb
비고/별칭	Set1; EPEDD; KMT2F; Set1A; NEDSID; SET1A
종	인간
GeneID (Human)	9739
GeneID	9739
면역원	인간 SET1A(O15047)의 아미노산 258-458을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O15047
단백질 분자량	186kDa
배송	아이스백