


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항Setd2 다클론 항체 - Q9Byw2

품목 번호: CM0029520



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증된 고품질 토끼 유래 항SETD2 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. H3K36me3, DNA 수리 및 전사 조절에 관여하는 히스톤 메틸트랜스퍼라제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | SETD2 토끼 pAb                                                                        |
| 비고/별칭      | LLS; HYPB; SET2; HIF-1; HIP-1; KMT3A; MRD70; RAPAS; HBP231; HSPC069; p231HBP; SETD2 |
| 종          | 인간                                                                                  |
| 유전자ID (인간) | 29072                                                                               |
| 유전자ID      | 29072                                                                               |
| 면역원        | 인간 SETD2 (NP_054878.5) 아미노산 2475-2564 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드                         |
| 기원         | 토끼                                                                                  |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                              |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                        |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                                         |
| SWISS      | Q9BYW2                                                                              |
| 단백질 분자량    | 288kDa                                                                              |
| 배송         | 아이스 팩                                                                               |