

Wb, Ip, Elisa용 항Setd3 다클론 항체 - Q86Tu7

품목 번호: CM0018943



소개

인간 SETD3(hSETD3/C14orf154)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 액틴-히스티딘 N-메틸트랜스퍼라제에 특이적이며 크기는 약 67 kDa입니다. 세포골격 및 메틸화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SETD3 토끼 pAb
비고/별칭	hSETD3; C14orf154; SETD3
종	인간
유전자ID (인간)	84193
유전자ID	84193
면역원	인간 SETD3 (NP_115609.2)의 아미노산 72-329 번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86TU7
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백