

If/Icc, Elisa용 항Setd5 토끼 다클론 항체 - Q9C0A6

품목 번호: CM0014484

소개

IF/ICC 및 ELISA에서 유효성이 검증된 SETD5 토끼 다클론 항체입니다. 뇌 발달과 염색질 조절에 관여하는 히스톤 메틸트랜스퍼라제인 인간 SETD5를 검출합니다. 신경발생 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SETD5 토끼 pAb
비고/별칭	MRD23; SETD5A; SETD5
종	인간
유전자ID (인간)	55209
면역원	인간 SETD5(NP_001073986.1)의 아미노산 520-740에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9C0A6
단백질 분자량	158kDa
배송	아이스 팩