

Anti-Setd5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9C0A6

품목 번호: CM0026916

소개

사람 SETD5를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 뇌 발달 과정의 크로마틴 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SETD5 Rabbit pAb
비고/별칭	MRD23; SETD5A; SETD5
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	55209
면역원(Immunogen)	사람 SETD5 (NP_001073986.1)의 아미노산 1054-1153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9C0A6
단백질 분자량	158kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)