

Wb, Elisa용 항Setd6 다클론 항체 - Q8Tbk2

품목 번호: CM0027756



소개

NF- κ B 신호전달 및 줄기세포 자가재생에 관여하는 N-라이신 메틸트랜스퍼라제인 인간 SETD6에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SETD6 토끼 pAb
비고/별칭	SETD6
종	인간
유전자ID (인간)	79918
유전자ID	79918
면역원	인간 SETD6 (NP_001153777.1)의 아미노산 301-473에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TBK2
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백