


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Setdb1 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증됨) - Q15047

품목 번호: CM0028862



소개

히스톤 메틸전이효소 SETDB1에 대한 토끼 다클로날 항체, KO 검증 완료. 인간, 마우스, 랫트의 WB, IF-P, ELISA에 적합합니다. 암 및 줄기세포의 전사 억제, 이색질 형성 및 후성유전학적 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] SETDB1 Rabbit pAb
비고/별칭	ESET; KGIT; KMT1E; TDRD21; H3-K9-HMTase4; B1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9869
GeneID	9869
면역원	인간 SETDB1 (NP_001230420.1)의 아미노산 1-397에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15047
단백질 분자량	143kDa
배송	아이스백