

Wb, Elisa용 Anti-Setdb2 토끼 다클로날 항체 - Q96T68

품목 번호: CM0029905



소개

인간 SETDB2 (KMT1F)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하므로, 히스톤 메틸화 및 유전자 침묵에 대한 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SETDB2 Rabbit pAb
비고/별칭	CLLD8; CLLL8; KMT1F; C13orf4; SETDB2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	83852
면역원(Immunogen)	인간 SETDB2 (NP_114121.2)의 아미노산 148-378에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96T68
단백질 분자량	82kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)