

Ihc-P 및 Elisa용 항Setmar 토끼 다클론 항체 - Q53H47

품목 번호: CM0025396



소개

IHC-P 및 ELISA용 인간 SETMAR/Metnase에 대한 토끼 다클론 항체로, DNA 복구에 관여하는 78kDa 히스톤 메틸트랜스퍼라제-전이효소 융합 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SETMAR 토끼 pAb
비고/별칭	Mar1; METNASE; SETMAR
종	인간
유전자 ID	6419
면역원	인간 SETMAR (NP_006506.3)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q53H47
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스 팩