

Anti-Set/Taf1 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa 용) - Q01105

품목 번호: CM0008353



소개

인간 SET/TAF1 단백질을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 세포사멸, 전사 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SET/TAF1 토끼 mAb
비고/별칭	2PP2A; IGAAD; MRD58; TAF-I; I2PP2A; IPP2A2; PHAPII; TAF-IBETA; SET/TAF1
종	인간
유전자 ID (인간)	6418
유전자 ID	6418
면역원	인간 SET/TAF1 (Q01105)의 아미노산 200-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01105
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩