


Wb 및 Elisa용 Anti-Sf1 토끼 다클로날 항체 - Q15637

품목 번호: CM0029095



소개

인간 스플라이싱 인자 1(SF1/BBP/ZFM1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성이 있습니다. mRNA 스플라이싱 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SF1 Rabbit pAb
비고/별칭	BBP; MBBP; ZFM1; ZNF162; D11S636; ZCCHC25; SF1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7536
GeneID	7536
면역원	인간 SF1 (NP_973727.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q15637
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백