


Wb, Elisa용 항-Sf3A1 토끼 다클론 항체 - Q15459

품목 번호: CM0028822



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-SF3A1 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 스플라이세오솜 조립 및 pre-mRNA 스플라이싱에 필수적인 스플라이싱 인자 3A 서브유닛 1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SF3A1 토끼 pAb
비고/별칭	PRP21; PRPF21; SAP114; SF3A120; SF3A1
종	인간
GeneID (인간)	10291
GeneID	10291
면역원	재조합 단백질 인간 SF3A1 (Q15459)의 아미노산 715-785에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q15459
단백질 분자량	89kDa
배송 방식	아이스 팩