


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Sf3A3 폴리클로날 항체 - Q12874

품목 번호: CM0028032



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-SF3A3 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트의 SF3A3(59kDa U2 snRNP 스플라이싱 인자 서브유닛)와 반응합니다. mRNA 가공 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SF3A3 Rabbit pAb
비고/별칭	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	10946
유전자 ID	10946
항원(Immunogen)	사람 SF3A3 (NP_006793.1)의 아미노산 292-501에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어응리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q12874
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)