


Wb, Elisa용 Anti-Sf3A3 토끼 단일클론 항체 - Q12874

품목 번호: CM0003944



소개

WB 및 ELISA용 Anti-SF3A3 토끼 단일클론 항체로, 인간 및 마우스 SF3A3 (59 kDa)를 인식합니다. 스플라이스솜 연구 및 전구체 mRNA 스플라이싱 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SF3A3 Rabbit mAb
비고/별칭	PRPF9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
종	Human
GeneID (인간)	10946
GeneID	10946
면역원	인간 SF3A3(Q12874)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q12874
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩