

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Sf3B1 단클론 항체 - O75533

품목 번호: CM0011698



소개

인간 SF3B1(U2 snRNP 스플라이싱 인자)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 스플라이세오솜 및 pre-mRNA 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SF3B1 토끼 mAb
비고/별칭	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
종	인간
유전자 ID (인간)	23451
유전자 ID	23451
면역원	합성 펩타이드: 인간 SF3B1(O75533)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75533
단백질 분자량	146kDa
운송	아이스백