

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sf3B1 토끼 다클로날 항체 - O75533

품목 번호: CM0023426



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 SF3B1 토끼 다클로날 항체; 사람, 마우스, 랫트 SF3B1 (스플라이싱 인자 3B 서브유닛 1, ~146kDa)을 검출합니다. 스플라이소솜 및 pre-mRNA 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SF3B1 Rabbit pAb
비고/별칭	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAPI55; SF3b155; SF3B1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23451
GeneID	23451
면역원	사람 SF3B1 (NP_001005526.1)의 아미노산 1-144에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	O75533
단백질 분자량	146kDa
배송	아이스백