

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Sf3B3/Sap130 단일클론 항체 - Q15393

품목 번호: CM0008427



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 토끼 유래 인간 SF3B3/SAP130 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 SF3B3를 검출합니다. 스플라이싱 연구 및 스플라이소좀 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SF3B3/SAP130 Rabbit mAb
비고/별칭	RSE1; SAP130; SF3b130; STAF130; SF3B3/SAP130
종	인간
GeneID (Human)	23450
GeneID	23450
면역원	인간 SF3B3/SAP130 (Q15393)의 아미노산 1101-1217에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q15393
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스백