


Wb 및 Elisa용 항-Sf3B4 토끼 다클론 항체 - Q15427

품목 번호: CM0023810



소개

인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증된 토끼 다클론 항-SF3B4 항체. 스플라이세오솜 연구를 위한 스플라이싱 인자 3B 서브유닛 4를 표적으로 합니다 - Q15427.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SF3B4 Rabbit pAb
비고/별칭	AFD1; Hsh49; SAP49; SF3b49; SF3B4
종	인간
GeneID (인간)	10262
GeneID	10262
면역원	인간 SF3B4 (NP_005841.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15427
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩