


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Sfpq 단일클론 항체 - P23246

품목 번호: CM0004430



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-SFPQ 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. pre-mRNA 스플라이싱, 전사 조절, DNA 수리에 관여하는 스플라이싱 인자 프로린 및 글루타민 풍부 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFPQ Rabbit mAb
비고/별칭	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
종	인간
유전자 ID	6421
면역원	인간 SFPQ (P23246)의 아미노산 600-707에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23246
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백