


Anti-Sfpq 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa 용) - P23246

품목 번호: CM0013886



소개

인간 SFPQ(PSF)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 분자량: 76 kDa. 스플라이싱 및 전사 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SFPQ Rabbit pAb
비고/별칭	PSF; POM100; PPP1R140; SFPQ
종	인간
유전자 ID (인간)	6421
유전자 ID	6421
면역원	인간 SFPQ (NP_005057.1)의 아미노산 578-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23246
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백