

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Sfrp1 토끼 다클론 항체 - Q8N474

품목 번호: CM0025081

소개

인체 및 마우스 대상 WB, IHC-P, ELISA 검증 완료된 SFRP1 토끼 다클론 항체. 세포 성장 및 분화 연구를 위한 Wnt 신호 전달 조절 인자인 분비형 frizzled 관련 단백질 1(Secreted frizzled-related protein 1)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFRP1 토끼 pAb
비고/별칭	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
종	인체 (Human)
유전자 ID	6422 (인체)
면역원	인체 SFRP1(NP_003003.3)의 아미노산 30-314에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스
SWISS	Q8N474
단백질 중량	35kDa
배송	아이스팩