

Wb 및 Elisa용 항Sfrp2 다클론 항체 - Q96Hf1

품목 번호: CM0027405

소개

인간 SFRP2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응하며 Wnt 신호전달 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SFRP2 토끼 pAb
비고/별칭	FRP-2; SARP1; SDF-5; SFRP2
종	인간
GeneID	6423
면역원	인간 SFRP2 (NP_003004.1)의 아미노산 25-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96HF1
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩