

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sfrp4 단일클론 항체 - Q6Fhj7

품목 번호: CM0004919

소개

인간 SFRP4 (sFRP-4)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFRP4 Rabbit mAb
비고/별칭	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	6424
GeneID	6424
면역원(Immunogen)	인간 SFRP4 (Q6FHJ7)의 아미노산 201-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q6FHJ7
단백질 분자량(Protein Weight)	40 kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)