

## Anti-Sfrp4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

품목 번호: CM0026254

### 소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용 SFRP4 토끼 다클로날 항체. 사람, 마우스, 랫트와의 반응성이 확인되었습니다. Wnt 경로 조절 및 골 형성 연구를 위한 유용한 도구입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SFRP4 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4                      |
| 종           | 사람(Human)                                                     |
| GeneID (사람) | 6424                                                          |
| GeneID      | 6424                                                          |
| 면역원         | 사람 SFRP4 (NP_003005.2)의 아미노산 19-346에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                      |
| 애플리케이션      | WB, IF/ICC, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 랫트                                                   |
| SWISS       | Q6FHJ7                                                        |
| 단백질 분자량     | 40kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |